



医療用

SARAYA Personal Protective Equipment

# サラヤサージカルマスク F・S

Surgical Mask

LEVEL 1 2 3

細菌・微粒子バリア

液体バリア

医療用マスク  
米国規格ASTM  
F2100-25に適合

湿性生体物質による汚染から医療従事者と患者を守ります。

標準予防策では、湿性生体物質の跳ね返りを受ける可能性が高い処置や患者ケアを行う場合、医療従事者と患者それぞれを感染性病原体から保護するため、個人防護具(PPE)を着用することが求められています。サージカルマスクには細菌・微粒子、液体に対するバリア性が求められます。

パウダーピンク / 顔を明るく見せるピンク

F  
フリーサイズ  
50枚入



S  
サイズ  
50枚入



パステルパープル / すっきりとした印象の上品なパープル

F  
フリーサイズ  
50枚入



S  
サイズ  
50枚入



ASTM-F2100-25 (医療用マスクの米国規格)に適合したサージカルマスクです。

細菌濾過効率 : BFE (%)  $\geq 95$   
微粒子濾過効率 : PFE (%)  $\geq 80$

高性能フィルター内蔵による高い濾過性能があります。

呼吸抵抗 : (mmH<sub>2</sub>O) <24.5

適度な呼吸抵抗値で、息苦しさがありません。

血液不浸透性 : (mmHg) 80

液体バリア性に優れ、体液・血液などの飛散から口や鼻を守ります。

延焼性 CLASS 1

燃え広がりにくいマスクです。

※保管期間、保管状態により経時的に変化いたします。

# 使用感の良さも、マスクを選ぶ重要ポイントです。

## ノーズピース内蔵

顔の形にあわせて、すき間をつくりません。




## ラテックスフリー

アレルギーに配慮したラテックスフリーの素材を使用しています。

## 丈夫でソフトなイヤーストラップ

耳が痛くなりにくいソフトな丸ひもを使用しています。

## マスク色分けによる効果 (一例)



### 医療従事者側

#### 職務や役割の区別を明確化

- ・日勤者と夜勤者の区別
- ・部署や専門性の区別

#### 業務効率化

- ・コミュニケーションの円滑化


### 患者側

#### 患者への心理的な影響

- ・安心感や親しみやすさの向上
- ・清潔感の演出

## 残業時間の改善

色分けによる業務改善の取組みによる一例



## 運用の狙いと効果

### ✓ 勤務交代の明確化

日勤と夜勤の区別が明確になり、指示や情報共有を効率化。

### ✓ 引継ぎのスムーズ化

周囲が退勤のタイミングを認識しやすくなり、互いを気遣う声かけが増加。

### ✓ 働き方改革

残業時間の改善。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤサージカルマスクF50枚パウダーピンク	50枚入 / フリーサイズ	20	50921	49-87696-50921-4
サラヤサージカルマスクS50枚パウダーピンク	50枚入 / Sサイズ	20	50923	49-87696-50923-8
サラヤサージカルマスクF50枚パステルパープル	50枚入 / フリーサイズ	20	50922	49-87696-50922-1
サラヤサージカルマスクS50枚パステルパープル	50枚入 / Sサイズ	20	50924	49-87696-50924-5

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2026年3月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
(受付時間：平日 9:00～17:00)