



医薬部外品

シャボネット Moist

モイスト

うるおいたっぷりの
泡で洗う薬用ハンドソープ



持続可能な
パーム油の
生産を支援
しています
www.rspo.org

RSPO-1106041

1 殺菌剤を配合した 医薬部外品の泡ハンドソープ

有効成分として、殺菌剤イソプロピル
メチルフェノールを配合

2 うるおいたっぷりの泡で しっとり洗い上げる

ソープナッツとアミノ酸由来の保湿剤を
配合した、キメ細かい弾力のある泡

3 さっぱりとした洗い上がり

すすぎ性が良く、ぬるつきのない
すっきりとした洗い上がり

4 無香料

洗ったあとも残り香が気にならない
皮膚刺激パッチテスト済み
(全ての方に皮膚刺激が
発生しないということではありません。)

5 環境に配慮

減容容器を採用しており、
使用後は手で簡単につぶして
ゴミの減容化が可能

環境
対応
減容容器



肌に必要な皮脂を残しながら洗う 天然の洗浄成分「ソープナッツ」※



ソープナッツとは

※ソープナッツ…ムクロジエキス
(ナッツを含みません。)

ソープナッツは、ムクロジの果皮から作られる天然の界面活性剤で、洗浄・抗菌作用があるとされています。水に溶けると泡が出てきて、石けんの代わりに使われていたことから、別名「石けんの実」とも呼ばれています。

洗髪や身体洗浄に用いる地域もあり、日本でも石けんが一般に流通するまでは古くから洗濯に用いられていました。

シャボネットモイストは天然の洗浄成分ソープナッツを配合し、手肌をやさしく洗い上げます。

手肌にやさしい処方

天然洗浄成分ソープナッツと、
皮ふの水分を保ち乾燥を防ぐ
アミノ酸由来の保湿剤を配合し、
しっとりとした洗い上がり

ソープ
ナッツ

+

アミノ酸由来の
保湿剤

うるおい感比較


うるおい実感
62%^{UP}

■ うるおう
やうろう

■ 普通

■ やや乾燥する
乾燥する

n=29
サラヤ株式会社調べ



当社従来品と比較し… うるおいを感じた人は **62%増の44.8%** となり、
乾燥を感じた人は **いませんでした。**

ラインナップ

環境
対応
減容容器

環境
対応
減容容器

環境
対応
減容容器

泡状

ディスポーザブル



500mL 泡ポンプ付



5kg



600mL
ディスペンサー用

対応ディスペンサー



センサー

壁付型
アルカリ
乾電池

石けん
泡状

UD-9600RS



手押し

壁付型
電源不要

石けん
泡状

MD-9600S

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
シャボネットモイスト 販売名：薬用泡ハンドソープ ^{SB} (g)	500mL泡ポンプ付	12	23258	49-87696-23258-7
	5kg	3	23255	49-87696-23255-6
	600mL ディスペンサー用	6	42092	49-87696-42092-2
UD-9600RS	本体	6	41635	49-87696-41635-2
MD-9600S	本体	6	41793	49-87696-41793-9

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00~18:00)