



Skinaru

あらゆる肌に寄り添う
サイエンス・スキンケア

フットワイプ

ニオイを除去し、清潔な足に



40枚入
弱酸性 無香料 シートの大きさ: 200×300(mm)

- 足の新清潔習慣を実現！簡便に足を清浄化する厚手・大判のシート
- 天然洗浄成分“ソホロ”^{※1}と除菌成分“PHMB”^{※2}が足を清潔に
- 消臭成分ハトムギエキス配合で、気になる足のニオイを除去
- タオルウォーマーや電子レンジで容器ごと温められる（加熱時はフタを開ける）

温め OK




SOFORO
BIO-SURFACTANT
through fermentation
天然洗浄成分ソホロ

※1 ソホロ（成分名：加水分解パームソホロ脂質）は、植物油と糖を栄養にして、天然酵母が発酵する過程で生産された天然由来の界面活性剤（バイオサーファクタント）です。全て自然素材を使用し、製造工程での二酸化炭素排出量の削減はもちろん、環境排出後の自然循環も可能で、地球環境への負荷も大きく低減します。優れた洗浄力と低刺激性を兼ね備え、ハンドソープや各種洗浄剤など衛生用品への活用に適しています。安全性と環境配慮を両立し、持続可能な社会の実現に寄与します。

※2 ポリヘキサメチレンピグアナイドの略称（成分名：ポリアミノプロピルピグアナイド）

洗浄力

[JIS S 3303 ウエットワイパー類の除菌性能試験方法及び除菌効果]を参考にモデル皮脂汚れを用いて洗浄力を評価しました。



他社および自社の身体拭きと比較して高い洗浄力を有しています

清拭前



清拭後




※蛍光塗料を塗布した足をフットワイプで清拭

清拭だけで十分汚れを取り除けます

真菌の低減


[JIS S 3303 ウエットワイパー類の除菌性能試験方法及び除菌効果]を参考に真菌の拭き取り除菌効果を評価しました。(n=3、平均値を記載)



自社従来品や滅菌RO水と比較して残存生菌数が減少します

消臭効果

モデル臭気成分水溶液100μLを濾紙に染みこませ、スキナルフットワイプの薬液または蒸留水100μLを同濾紙に滴下後、健康な成人男女8人により臭気強度および不快度を評価しました。(以下の図は平均値を記載)



臭気の強度や不快度が軽減され、消臭効果を発揮します

使用方法(例)

シート1枚で片足の清拭に適しています



① 足の指を覆い爪を清拭します



② 指や指の間を清拭します



③ シートを畳み足裏を清拭します



④ かかとやくるぶし周辺、その他気になる箇所を清拭します

加温方法

電子レンジによる
加温の目安▶

残枚数		40～31枚	30～21枚	20～11枚	10～1枚
加温時間	500W	約150秒	約120秒	約70秒	約40秒
	600W	約120秒	約100秒	約60秒	約20秒

※ 加温時はフタを開けてください。

※ タオルウォーマーで温める場合、最高45℃で8時間の保管が目安です。それ以上の保管は乾燥の原因になりますのでお控えください。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
スキナル フットワイプ	40枚入り	24	42425	49-87696-42425-8

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2025年8月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)