



いつでも  
どこでも  
手指消毒!!

医療、福祉施設の手指消毒剤の携帯に

## アルコールジェル撥水ポシエット

汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシエットです。



肩掛けタイプとして



腰巻きタイプとして



こんなお悩みはありませんか？

ポシエット  
本体、ベルトの  
汚染が気になる

洗濯が  
面倒

汚れた時、  
すぐに  
拭きたい

### 商品特徴

- ポシエット本体とベルト部分が撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。(撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。)
- 250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。
- 固定用クリップ付きで、ポシエットが動きません。
- 肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。

## 機能的で使い勝手抜群!

固定用  
クリップ付き

ベルト通し



<ピンク>

商品コード：98464



<ブルー>

商品コード：98466



<ネイビー>

商品コード：98467

撥水素材

男性スタッフでも  
使いやすい  
ネイビーカラー


●撥水ベルト



商品コード：98484



商品コード：98485



商品コード：98483



## 対象薬剤 速乾性アルコールジェル 250mL



ヒビスコーラS  
ジェル1  
第2類医薬品



サニサーラW  
第3類医薬品



ウィル・ステラV  
ジェル  
第3類医薬品



サニサーラ  
Aqua Light  
第3類医薬品



ウィル・ステラVH  
ジェル  
指定医薬部外品



サニサーラ  
Aqua Light H  
指定医薬部外品



サニサーラ  
ラベンダーの香り  
販売名：サニサーラFa  
指定医薬部外品

●サニサーラフォームSH 300mL、サニサーラフォームS 200mL/300mL、センシマイルド 200mL泡/250mL液にも適合。

## 清拭に使用可能な薬液含浸クロス



サラヤ環境清拭クロス



サラサイド除菌クロス



サラヤ  
エタノールクロス 80



サラヤ アルコール含浸綿

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
アルコールジェル撥水ポシェット	ピンク 本体	100	98464	—
	ブルー 本体	100	98466	—
	ネイビー 本体	100	98467	—
アルコールジェル撥水ベルト	ピンク	50×4	98484	—
	ブルー	50×4	98485	—
	ネイビー	50×4	98483	—

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■記載内容は2022年11月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
 (受付時間：平日 9:00～18:00)