



撥水ポシエット



撥水ウエストポーチ




医療、福祉施設の手指消毒剤の携帯に 撥水ポシエット・ウエストポーチ

こんなお悩みはありませんか？



商品特徴

- 1 本体とベルトが撥水素材でできているので、アルコール含浸綿や環境用除菌クロスで清拭可能
※撥水コーティングを施しているため、熱水洗たく等はおすすめしません。
- 2 200～300mLの手指消毒剤がぴったりフィット
- 3 肩掛けでも腰巻きでも使用可能



撥水
素材



肩掛けタイプとして



腰巻きタイプとして



肩掛けタイプとして



腰巻きタイプとして

ラインアップ

商品名	撥水ポシェット	撥水ウエストポーチ
商品画像	 撥水ポシェットに濃ピンクカラーが追加! ピンク ブルー ネイビー 濃ピンク	 ネイビー 濃ピンク
サイズ(mm)	W75×D30×H115	W215×H200
仕様	衣服固定用クリップ付き  固定用クリップ	小物が入るポケット付き  小物が入るポケット
対応ベルト	 ピンク ブルー	 ネイビー 濃ピンク 各色サイズ(mm): 幅 24× 長さ 555 ~ 1020

対応薬液例



サニサーラ Aqua Light
250mL
第3類医薬品



センシマイルド
250mL
第2類医薬品



サニサーラ フォームS
200mL
第3類医薬品



サニサーラ フォームSH
300mL
指定医薬部外品

●200mL・250mL・300mL 規格の弊社手指消毒剤に対応しています。

清拭に使用可能な環境用除菌クロス



サラヤ エタノール クロス80



サラヤ 環境清拭クロス



サラヤ サイド 除菌クロス



サラヤ アルコール含浸綿



品 名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
撥水ポシェット	ピンク	100	98464	—
	ブルー	100	98466	—
	ネイビー	100	98467	—
	濃ピンク	100	98670	—
撥水ウエストポーチ	ネイビー	50	98506	—
	濃ピンク	50	98507	—
撥水ベルト	ピンク	50×4	98484	—
	ブルー	50×4	98485	—
	ネイビー	50×4	98483	—
	濃ピンク	50×4	98508	—

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
 ■ 記載内容は2025年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
 (受付時間: 平日 9:00~18:00)