

MD-250 (スタイルデコ・スクールデコ) カートリッジボトル

リキッド/スプレー仕様

薬液ディスペンサー MD-250「スタイルデコ」「スクールデコ」に薬液を補充することができる便利なカートリッジボトルです。


エコノミー!!

大容量ボトルから薬液を補充できるので、より経済的に使うことができます。



エコロジー!!

薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い捨てるより、容器廃棄物を約52%削減できます。



ボトル容量
250mL

リキッド仕様


商品コード：41920
定 価：オープン価格
入 数：12

スプレー仕様

商品コード：41919
定 価：オープン価格
入 数：12

使用方法

- 1 ボトル上部のキャップを開け
当社指定の薬液をボトルに補充します。
- 2 ボトル上部のキャップをしっかりと締め
ディスペンサーにセットします。



※このボトルは当社指定の薬液を補充して使用してください。当社指定外のものをご使用になりますと、故障の原因となります。

※このボトルは毎回250mL薬液を補充した場合、目安として約12回(3L相当)繰り返し薬液を吐出/噴射使用することができますが、薬液が垂れだしたり適切な量の薬液が吐出/噴射しない場合は、新しいボトルに交換してください。

品 名	内容量 / 規 格	1 梱 入 数	商品コード	JANコード
MD-250カートリッジボトル リキッド仕様	250mL カートリッジボトル	12	41920	49-87696-41920-9
MD-250カートリッジボトル スプレー仕様	250mL カートリッジボトル	12	41919	49-87696-41919-3

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。

SARAYA

TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

取扱店