

手荒れに悩んでいませんか？

手荒れ防止ハンドソープとハンドケア剤のご紹介

手荒れは医療・介護施設全体の感染対策に影響を及ぼすため、日頃から手荒れ予防に取り組むことが重要です


手荒れの原因

手荒れは内的要因、外的要因により手の皮脂などが除去され、さらに外因性の刺激が加わることで起こります。



手荒れがもたらす問題点

- 細菌の温床となる
- 乾燥した皮膚がはがれ落ち、環境を汚染する
- 角層バリア機能が低下することで、
血液媒介ウイルス等に感染する危険性が増加する
- 手指衛生遵守率の低下を招く



(参考) Skin reactions related to hand hygiene and selection of hand hygiene products. Am J Infect Control: 34: 627-635, 2006

医療現場における主な手荒れの予防方法

- **手荒れを起こしにくい手指衛生剤を選択する**
自分に合った保湿剤が配合されたアルコール手指消毒剤を使用する
手肌に優しい石けんを使用する
- **刺激となる手指衛生習慣を減らす**
石けんと流水による手洗い後は、十分にすすぐ
手を拭くときは、ペーパータオルを用いて優しく押し当てるように水分を拭き取る（強く擦らない）
- **ハンドケア剤を使用する**


ハンドケア剤 選定のポイント

- 使用後にべとつかず、作業に支障をきたさない
- 手指消毒剤の消毒効果・手袋の性能に影響を与えない


ハンドケア 手順(例)

準備

手に汚れがある場合は、手洗いを行い、汚れを除去する




1 ハンドケア剤を適量手に取る




2 両手のひらでなじませる
(体温であたためながら)




3 手の甲から指先へ塗り広げる(両手)




4 指を曲げ、指を手のひらで包み、シワに沿って塗り広げる(両手)



5 関節やシワをのばして、親指から小指まで1本ずつ塗る。この時、指と指の間もマッサージする(両手)



6 指先(爪周り)を重点的にマッサージしながら塗る(両手)



7 乾燥するまで手全体になじませる



Medical SARAYA
「手指衛生のススメ」
手荒れの原因とその対策についてまとめています。

<https://med.saraya.com/kansen/handh/taisaku/>

手荒れ防止ハンドソープ

保湿
whip wash
ホイップウォッシュ
モイスト

敏感な手肌にうるおいケア

保湿
洗浄時の手肌の
水分量を守ります

×

抗炎症
毎日の手洗いで
手荒れ予防



23824



42087



41791

41793

- 抗炎症成分を配合した医薬部外品の泡ハンドソープです。
- 手肌のうるおいを保ち、キメを整えます。
- 弱酸性で、敏感な手肌をいたわりながらしっかりと洗い上げます。
- 無香料・無着色です。

品名	内容量/規格	1個入数	1コ標準価格(税抜)	商品コード
ホイップウォッシュモイスト	500mLポンプ付	12	950円	23824
	600mLディスペンサー用	6	1,180円	42087
UD-96005	本体	6	9,800円	41791
MD-96005	本体	6	4,800円	41793

低刺激性手指消毒剤

センシマイルド

- クロルヘキシジングルコン酸塩0.2w/v%を有効成分とする第二类医薬品です。
- 殺菌力を維持しながら、エタノール濃度を低くし、保湿剤をバランスよく配合しています。



41011



41008



41009

品名	内容量/規格	1個入数	1コ標準価格(税抜)	商品コード
センシマイルド	200mL泡ポンプ付	10	1,600円	41011
	250mL噴射ポンプ付	12	2,000円	41008
	60mLスプレー付	80	850円	41009

ハンドケア剤

商品名	商品特徴	保護力	保湿力
PRIME BARRIER プライムバリアローション <p>52108 52107</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 保湿と保護、ダブルの作用で手肌を守ります。 ● 肌荒れ防止成分である、エモリエント成分配合です。 	○	◎
PRIME BARRIER プライムバリアヴェール <p>52111</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● バリア機能アップで手肌のうるおいを持続します。 ● 肌荒れ防止成分である、トコフェロール(ビタミンE)を配合しています。 	◎	○

専用薬液ディスペンサー
protecute

プロテキュート
UD-300T



41790

- 手指消毒剤の作用や各種手袋の性能に影響を与えません。
- 無香料・無着色で、医療器具などへの移り香や着色の心配がありません。

- 300mLでご使用いただけます。

品名	内容量/規格	1個入数	1コ標準価格(税抜)	商品コード
プライムバリアローション	300mL	20	3,200円	52108
	60mL	30	720円	52107
プライムバリアヴェール	300mL	20	3,300円	52111
ノータッチ式ディスペンサー UD-300T-P	本体/ピンク	12	3,000円	41790
ノータッチ式ディスペンサー UD-300T-W	本体/ホワイト	12	3,000円	41754

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2021年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)